

ACCU-CHEK® Instant

Roche

ΑΠΛΑ ΣΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ¹



ΕΥΚΟΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων

Ευδιάκριτη προβολή των αποτελεσμάτων σε μία μεγάλη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό

Ανέπαφη απόρριψη ταινιών

Κουμπί εξώθησης της ταινίας για γρήγορη, υγιεινή αφαίρεση



Συσκευή τρυπήματος Accu-Chek Softclix

Απαλό τρύπημα που είναι ουσιαστικά ανώδυνο²

Θύρα ταινιών με καθοδήγηση

Κάνει πιο εύκολη την εισαγωγή της ταινίας στο μετρητή

Ευρεία περιοχή τοποθέτησης του αίματος

Εφαρμόστε μία μικρή σταγόνα αίματος οπουδήποτε στην ευδιάκριτη κίτρινη περιοχή στο άκρο της ταινίας μέτρησης



ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Το σύστημα Accu-Chek Instant απλοποιεί την κατανόηση των αποτελεσμάτων σας. Ο δείκτης επιθυμητού εύρους σας επιτρέπει να ελέγχετε το σάκχαρο και να γνωρίζετε το αποτέλεσμα και τη σημασία του με μία ματιά, αν είναι υψηλό, χαμηλό ή εντός του επιθυμητού εύρους.

ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Συνδέστε το σύστημα Accu-Chek Instant στην εφαρμογή mySugr για γρήγορη και εύκολη αυτόματη καταγραφή, ευανάγνωστα διαγράμματα της γλυκόζης, ενημερωτικά μηνύματα και ακόμη περισσότερα.



Σύνδεση
με  mySugr

ΑΠΛΑ ΣΑΦΕΣ

Το σύστημα Accu-Chek Instant κάνει εύκολη τη μέτρηση και απλοποιεί την κατανόηση των αποτελεσμάτων σας.

Μάθετε περισσότερα στο [accu-chek.gr](https://www.accu-chek.gr)

¹Parkin CG et al. Use of an integrated tool for interpretation of blood glucose data improves correctness of glycemic risk assessment in individuals with type 1 and type 2 diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2017, 11(1), 74-82.

²Kocher S, et al. Comparison of lancing devices for self-monitoring of blood glucose regarding lancing pain. J Diabetes Sci Technol. 2009;3(5):1136-1143.

Τα ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, MYSUGR και SOFTCLIX είναι εμπορικά σήματα της Roche.
© 2020 Roche Diabetes Care

Roche Diagnostics (Hellas) A.E.

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών Accu-Chek: 210 2703700
Δωρεάν γραμμή υποστήριξης (από σταθερό): 800 11 71000